

## la chambre implantable ou « PAC » ou « Port a cath »


L'essentiel des chimiothérapies se fait par *perfusions intraveineuses* répétées. Beaucoup de produits utilisés peuvent être irritants pour les petites veines des bras et la pose d'une chambre implantable dans une grosse veine permet d'éviter cette toxicité. Cette chambre permet également *de faire votre prise de sang lorsque vous êtes hospitalisés*.

*Les termes « PAC », « port-a-cath », « chambre implantable » et « cathéter » sont tous synonymes et désignent la même chose. Nous choisirons dans ce document « chambre implantable ».*

La chambre implantable est constituée d'un petit boîtier de 2 centimètres de diamètre, placé sous la peau (le plus souvent au niveau du thorax), relié à un tuyau (cathéter) qui sera introduit dans une grosse veine.

La pose se fait habituellement sous anesthésie locale au bloc opératoire, cette petite intervention dure de 30 minutes à une heure. Dans les 48 heures qui suivent la pose, une gêne ou une douleur à la base du cou est fréquente, *nous vous prescrivons* pour cela des médicaments contre la douleur. *Après la pose du cathéter des soins locaux seront indiqués pendant une semaine environ.*

Par la suite, aucun pansement ne sera nécessaire. L'injection se fait à travers la peau et la membrane située juste en dessous, à l'aide d'une aiguille spécifique (aiguille de Huber). Vous pourrez mener une vie normale avec ce dispositif qui peut être conservé plusieurs années.





A l'issue de la pose de la chambre implantable, une fiche d'identification du matériel sous forme de carte rigide et un carnet de surveillance vous seront délivrés par l'opérateur.

Avant chaque « appareillage » (mise en place de l'aiguille avant votre traitement), un patch anesthésiant sera mis en place au moins 30 min avant afin que ce geste soit le moins douloureux possible. Après la cicatrisation, lorsque votre chambre n'est pas utilisée, aucun pansement n'est nécessaire, la douche et les baignades sont autorisées.

L'activité physique est tout à fait possible et nous vous y encourageons (évittez tout de même de soulever des charges lourdes et les mouvements violents). A noter que le passage des portiques de détection (aéroport...) n'est pas restreint, que le port de la ceinture de sécurité n'est pas contre indiqué. Nous vous conseillons de ne pas trop serrer les sangles de sac à dos et les bretelles.

*Les incidents liés au dispositif sont rares mais doivent vous alerter:*

- une douleur et rougeur au niveau du boîtier qui peuvent faire craindre une infection,*
- une douleur et gonflement du bras qui peuvent faire suspecter une obstruction de la veine,*
- un mauvais fonctionnement de la chambre qui peut parfois nécessiter son remplacement,*
- un gonflement autour du cathéter pendant une perfusion qui nécessite un repositionnement de l'aiguille de Hubert.*

### Quand nous contacter?

En cas d'incident, question, ou effet secondaire, n'hésitez pas à nous appeler. Pour contacter le service,

composez le 04 78 86 44 01